


索诺星
SonoStar


CScan
无线掌上彩超



无线
传输

64通道





产品配置：

标配：无线探头式主机 1个，充电器1套；
选配：铝箱，平板，平板支架，推车等

技术指标：

- 扫描方式：电子阵列扫描
- 探头频率：凸阵/相控阵3.2/5.0MHz，线阵7.5/10MHz
- 扫描深度：凸阵90/160/240/300mm，
相控阵90/120/140/160，线阵20/40/60/100MM，可调
- 增益：30db-105db
- 降噪：0-1-2-3-4
- 动态范围：40-50-60-70-80-90-100-110
- 显示模式：B、B/M、Color、PW、PDI
- 图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪
- 穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导
与血管自动测量功能
- 电池工作时间：1.5小时，且可随时无线充电无限延长工作时间
- 充电方式：无线充电/USB充电
- 测量功能：距离、面积、周长、心率、产科
- 电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000
- 图像/视频保存：jpg, png, mp4, DCM多种格式
- 探头与主机连接方式：wifi无线连接
- Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
- 图像帧频：18f/s
- 软件支持系统：苹果iOS和安卓Android，Windows
- 尺寸：140mm×70mm×25mm
- 重量：180g



扫码了解更多详情

广州索诺星信息科技有限公司

地址：广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号佳德科技园C栋5楼

电话：+86-20-32382095 传真：+86-20-62614030 邮箱：sales@sonostar.net www.sonostar.cn



区域代理商：