

 **SonoStar** 索诺星



C5N
笔记本彩超



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196




广州索诺星信息科技有限公司

电话: 020-32382095 邮箱: sales@sonostar.net 网址: www.sonostarmed.com

地址: 广州市黄埔区科学城谱石路27号C栋5楼

www.sonostarmed.com



技术指标:

- 显示模式: B,M,2B,B/M,4B,PW,PDI,Color
- 显示器: 15吋LCD液晶屏
- 电影回放: 可调回放速度
- THI组织谐波成像
- 电源供应: AC 220V $\pm$ 22V50Hz 小于80VA
- 产品尺寸: 362mm $\times$ 340mm $\times$ 60mm
- 探头频率: 凸阵2.5/3.5/4.0/5.0, 线阵6.0/7.5/8.0/9.0/10/11, 微凸5.0/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0, 腔内5.0/6.5/7.0/7.5
- 数字成像技术: 广角成像、全景逐点自适应聚焦技术、滚动M技术
- 图像前处理: 云处理技术、总增益、8段TGC、动态范围、帧相关、线相关、噪声抑制
- 图像后处理: 图像增强、灰度图谱、伪彩图谱、组织特性成像、左右翻转、上下翻转
- 测量与计算:
 - B模式: 距离、角度、面积、体积、描记长度、长度比率
 - M模式: 距离、时间、斜率、心率
 - 专业测量: 腹部、妇科、产科、小器官
- 探头接口: 2个探头接口
- 外部接口: 1个AV视频输出, 2个USB接口, 1个电源插座
- 存储: 内置128G存储
- 打印: 可通过视频打印机或指定型号的激光打印机打印
- 灰阶: 256级灰阶, 伪彩功能
- 扫描深度: 300毫米
- 放大: 10倍无级放大
- 一键优化功能
- 内置电池: 可工作3个小时
- 产品重量: 4Kg



Arm系统, 功能强大, 支持激光打印机打印

可根据要求定制外壳颜色, 比如如图所示灰白搭配

标准配置:

主机(含内置电池)、3.5凸阵探头、电源适配器、铝箱

选配:

线阵、微凸、腔内、直肠、台车、视频打印机、激光打印机、穿刺架

