

C5T CC2023/A0

 **SonoStar** 索诺星



C5T
推车彩超

图像细腻
性价比超高



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196




广州索诺星信息科技有限公司

地址：广州开发区科学城麓石路27号C栋五楼
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net



www.sonostar.cn





标准配置:

主机 1台, 凸阵探头 1个

可选配件:

线阵、相控阵、微凸、腔内、直肠等探头, 探头穿刺架, 平板, 推车, 外置电池, 远程会诊系统

技术指标:

- 屏幕尺寸: 20英寸
- 成像模式: B、B/M、Color、PW、PDI
- 超声信号处理通道数: 64
- 增益: 30db-105db
- 降噪: 0-1-2-3-4
- 动态范围: 40-50-60-70-80-90-100-110
- 探头类型: 凸阵、线阵、相控阵、微凸、腔内、直肠
- 探头接口: 2个
- 探头频率、扫描深度、扫描角度/宽度:
 - 凸阵: 3.5MHz/5MHz, 90/160/220/305mm, 60°
 - 线阵: 7.5MHz/10MHz, 20/40/60/100mm, 40mm
 - 高频线阵: 10MHz/14MHz, 20/30/40/55mm, 25mm
 - 相控阵: 2.2MHz/3.6MHz, 40-100mm, 80°
 - 微凸: 3.5MHz/5MHz, 90/130/160/200mm, 88°
 - 腔内: 6.5MHz/8MHz, 40/60/80/100mm, 149°
 - 直肠双平面: 凸阵6.5MHz/8MHz, 40/60/80/100mm, 149° ;
 - 线阵7.5MHz/10MHz, 20/40/60/100mm, 40mm
- 穿刺辅助功能: 平面内穿刺引导线功能, 平面外穿刺引导与血管自动计测功能

- 图像调节: 黑白图像增益、分段增益TGC、动态范围、焦点、深度、反相脉冲谐波、降噪、彩色增益、血流采样框大小、PRF
- 电影回放: 手动和自动回放, 可设置回放帧数为100/200/500/1000
- 测量功能: 距离、面积、周长、心率、产科等
- 图像帧频: 18f/s
- 主机操作系统: Windows
- 图像保存: jpg, avi, DICOM多种格式, 硬盘容量120G
- 图像和报告打印: 可接绝大部分打印机
- 远程传输: 设备可有线/无线上网, 可通过软件自带的DICOM和WorkList传输功能或其他软件传输图像和信息
- 远程会诊功能: 可在主机安装远程会诊软件方便实现方便实现
- 电池续航能力: 主机电池可工作2小时
- 推车尺寸: 升降高度770~1070mm, 键盘台面440*265mm, 打印机台面480*480mm
- 包装尺寸: 690*555*235mm
- 重量: 净重20kg, 毛重共25kg