



索诺星
SonoStar

C600

彩色多普勒超声诊断系统



Sonostar Technologies Co., Limited

Address: C Building, #27 Yayingshi Road, Science Town, Guangzhou, China
Parts Factory: #31 Dashuiwan Road, Xiangzhou, Zhuhai, Guangzhou, China
Tel: +86-20-32382095 Fax: +86-20-62614030 Skype: sonostar-ut
www.sonostar.com Mail: sales@sonostar.net MSN: sonostar@163.com




www.sonostar.com

C600

彩色多普勒超声诊断系统

C600是索诺星推出的一款性能稳定,功能全面的彩超产品,具有全面的临床检查功能,优异的人体工程学设计,多样化的选配功能,满足客户的多样化需求。




● 覆盖全身的测量软件包, 满足不同科室的临床需要

● 小巧灵活的外观, 强大稳定的内在性能和功能

● 操作简单方便 符合工作流程

● 支持移动待机



先进的成像技术

- 斑点噪声抑制技术
消除二维图像斑点噪声, 显著提高图像信噪比
- PHI脉冲反相组织谐波成像+频率复合技术
保证良好穿透力的同时获得更加细腻的二维图像
- 空间复合成像技术
通过多个角度图像复合减弱单一图像伪像, 提高信噪比
- 多种成像模式
B、C、PW、CW、BCD三功、TDI、实时宽景成像、梯形成像(仅支持线阵)、解剖M型
- 彩色多普勒增强技术
有效抑制彩色血流闪烁噪声, 提高血流分辨率和灵敏度
- 多波束并行处理技术
四倍波束并行处理, 保证图像良好分辨率的同时, 提高图像刷新帧率
- 一键优化
一键自动调节各种模式下成像参数, 使图像达到最优状态

临床图像

