


SPA-100CC2021/B0



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址:广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:

高性能高品质



SPA-100 眼科A超/角膜测厚仪



机身小巧, 轻便
敏捷的触摸屏操作
多重IOL计算模式
脚踏控制, 自动/手动冻结
内置快速热敏打印机
可接到装有工作站软件的电脑

索诺星
SonoStar

眼科A超/角膜测厚仪

黄斑识别功能中，可以精确地测量眼轴长度，前房深度，晶状体厚度，以及人工晶体计算。并与中央区域和周边地区获得自动补偿功能，中央和周边角膜厚度的精确测量，广泛用于术前检查和屈光手术的术后效果评价。

系统项目	SPA-100A	SPA-100P	SPA-100AP
主件	√	√	√
A 超探头	√		√
A-扫描校准块	√		√
测厚探头		√	√
测厚校准片		√	√
脚踏板	√	√	√
触摸笔	√	√	√
热敏打印纸	√	√	√
USB 电缆	√	√	√
电源线	√	√	√
SPA-100 系列说明书	√	√	√
光盘工作站软件	√	√	√



Eye: 00/Right				
Normal			Contact	
	AC	Len	Vit	Ax1
1#:	2.82	2.51	17.00	22.33
2#:	2.82	2.67	16.85	22.34
3#:	2.78	2.72	16.85	22.35
4#:	2.78	2.72	16.85	22.35
5#:	2.78	2.77	16.85	22.40
Avg:	2.80	2.68	16.88	22.35
SD:	0.02	0.09	0.06	0.02
Print Close				

统计对话框

Formula:

SRK-T

K1: 45.000

Ax1: 24.50mm

K2: 45.000

D0: +0.000

A-Const: 118.0

IOL Refr

14.50 0.68

15.00 0.36

+15.50 0.03

16.00 -0.33

16.50 -0.64

A-Const: 118.5

IOL Refr

15.00 0.64

15.50 0.32

+16.00 0.00

16.50 -0.32

17.00 -0.65

Print

Close

IOL计算对话框

PATIENT INFORMATION

Name: John Doe

ID: 2012-01-01-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - +

q w e r t y u i o p + Bkspc

a s d f g h j k l / Enter

Caps Z X C V B N M . /

Shift _ = < >


触摸屏输入



A超



角膜测厚仪



电脑工作站

技术指标:

A超	测厚
探头:	探头:
类型: 固态	类型: 固态
内置发光管	频率: 20MHz
频率: 10MHz	
探头模式	测量范围
水浴, 接触	125-1000 um
测量模式	精确度 ±10 um
自动 手持	分辨率 ±1 um
手册 脚踏开关	
眼睛模式	
晶体眼	
无晶体眼	主件
致密白内障	输入: 触摸屏& 脚踏板
普通白内障	尺寸: 170(W)x150(D)x200(H)mm
多种人工晶体眼	重量: 1.2Kg
客户定义	显示: 5.6英寸彩色液晶屏
测量范围	
电源: 100-240VAC, 50/60Hz	
轴向长度: 14.0-46.0mm	
ACD: 2.0-6.0mm	
镜片厚度: 2.0-7.5mm	
精确度: ±0.1mm	工作站
分辨率: 0.01mm	支持windowsXP / Vista/7 (32位/64位) 系统
IOL 计算	自动数据检索
SRK-II	报告打印
SRK-T	
Binkhorst-II	
Holladay-I	
Hoffer-Q	
Haigis(std)	