

SS-100 CC2025/B0



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址:广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



争创世界一流超声品牌

SS-100 全数字超声诊断仪

- 外观精美，款式新颖简洁，空间率用率高
- 计算机平台功能强大
- 15寸彩色液晶触摸屏
- 双探头插座
- 全数字成像技术图像清晰
- 可接普通USB激光和喷墨打印机
- 网络连DICOM接远程传输功能
- 3D(三维)成像功能(选配)
- 硬盘和U盘超大容量图像与电影回放存储
- 强大图文管理系统，内置报告工作站，丰富计测软件包

计算机平台，触摸屏





技术指标:

- 显示器: 15寸液晶触摸屏显示器
- 显示模式: B、B/B、4B、B+M、M
- 增益调节: 手动滑竿8段TGC调节
- 探头频率: 所有探头均为宽频、可变频, 频率范围2.5MHZ—10MHZ
- 成像技术: 全数字化波束形成器、连续动态聚焦及连续可变孔径、A/D采样通道数32路
- 应用类型选择功能: 不同应用类型不同图像参数, 直接选择调出合适参数, 减少重复的图像调节工作量
- 系统设置功能: 可设置操作语言、医院信息、应用类型(人用或兽用)、产科公式和数据、不同应用类型图像参数等
- 图像放大功能: 具有10种放大倍率, 在单B状态下, 选取要检查的区域, 对图像进行2种倍率的局部放大和画中画功能
- 电影回放: 可设置为128/256/512/1024帧, 先进的双向电影回放和逐帧回放, 回放帧数可设置为64/128/256幅;
- 图像报告生成功能: 内置报告工作站, 并内置大量报告描述模板, 可快速生成详细诊断报告
- 图像存储: 内置存储盘机内可永久存储上万幅图像和大量电影回放文件, 也支持U盘存储
- 图像管理功能: 具有强大的存储图像、电影回放文件管理系统
- 体位标记: 140种(不同应用类型显示不同体标组)
- DICOM 3.0 接口支持以DICOM格式显示和传送图像
- 3D(三维)成像功能: 重建三维功能(选配)
- 可外接USB激光/喷墨打印机, 打印输出的图像或报告
- 软件升级: 可通过U盘进行软件升级
- 外形尺寸: 65cm x 64cm x 150cm · 净重: 35kg
- 探头接口: 2个
- 显示深度: 最大250mm
- 焦点数量: 4个, 焦点数量、位置可调、间距可调



超声键盘

标准配置:

- 主机 1台
- 凸阵探头 1个
- 超声键盘 1个
- 计算机键盘鼠标 1套

选配:

- 线阵、腔内、微凸阵、直肠、可视人流等探头
- 三维成像功能
- 打印机



配上鼠标操作更加灵活