




多功能按键，人机对话更畅捷



大角度开合，观察更方便



双探头接口，具有自动识别功能



开放性功能接口



背光按键，方便暗光下操作



超薄机身，方便携带



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

总部地址：广州开发区科学城谱石路27号C栋504
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息：




图像清晰

SS-10

全数字便携式超声诊断仪

- 全数字成像图像清晰
- 简单便捷的操作系统
- 小巧轻便便于携带
- 多种充电方式更加方便
- 支持多种探头应用范围更广
- 电池4小时超长续航时间
- 15寸LED高清晰显示屏
- USB接口可存可读



适用范围

本仪器适合于腹部、泌尿系统、浅表、肌骨、小器官等的检查，广泛应用于日常检查和妇产科、康复科、社区门诊、急救、医疗车、查房等科室和应用场景。

技术参数

- 1、显示屏：15寸LCD医用显示屏
- 2、探头接口：双探头接口，具有自动识别功能
- 3、电池：可拔插锂电池，电池容量6000毫安，续航时间4.5个小时
- 4、显示模式：具有B、2B、4B、M、B/M 五种显示模式
- 5、键盘：四个编码器，旋钮设计，操作快捷方便
- 6、功能操作：简易操作界面，简单易懂，随时上手
- 7、电影回放：256帧，可逐帧回放和暂停回放，暂停回放后可进行图像保存和测量
- 8、语言支持：中、英、法、俄、西班牙、葡萄牙
- 9、聚焦方式：四段电子聚焦；
- 10、体位标记：≥98种；
- 11、探头变频：所有探头支持五段变频；



- 12、图像反转/翻转：上下、左右反转和黑白翻转；
- 13、测量功能：专业的软件测量包，包含妇科、泌尿科、肾脏、心脏、甲状腺等专科测量软件包；
- 14、字符显示：日期、时钟、姓名、性别、年龄、医生、医院、注释（全屏幕字符编辑）；
- 15、动态范围：0-135dB
- 16、接口：视频接口、USB接口两个、DICOM接口、SVGA接口、电源接口
- 17、存储：内置16G储存，也可外接U盘存储
- 18、灰阶：256级
- 19、增益范围：0~100dB
- 20、穿刺引导功能：具有穿刺引导功能，穿刺线位置可调节
- 21、碎石定位功能：具有碎石定位，动态靶区跟踪功能
- 22、图像前处理：可变孔径、动态变迹、动态数字滤波等
- 23、图像后处理：8种γ校正、行相关、16级帧相关、点线相关、线性内插、数字时空滤波、数字勾边增强、8种伪彩处理等
- 24、盲区：≤4mm
- 25、最大显示深度：300mm
- 26、几何精度：横向≤5%，纵向≤5%
- 27、分辨率：侧向≤2mm，轴向≤1mm
- 28、显示倍率：16种放大倍率，可提升深度显示，病变观察更方便
- 29、主机尺寸：360mm(L)*355mm(W)*65mm(H)，外包装尺寸：500mm*500mm*230mm
- 30、重量：净重4.2KG，毛重7.5KG