

SS-7C CC2024/B0



科技创造新生活!



大屏幕
高清晰图像



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

总部地址: 广州黄埔区科学城谱石路27号C栋5层
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:

SS-7C 笔记本全数字超声诊断仪

- 15寸大屏幕
- 全数字成像图像清晰
- 强大的报告功能
- 具有英德法西葡阿等多种语言语言可选
- ARM操作系统功能强大且稳定
- 具有不同人种产科测量公式可选
- 内置操作使用说明书
- 具有PW脉冲多普勒成像模式



技术指标

- 操作系统: ARM架构操作系统
- 屏幕: 15寸, 1024*768分辨率高清LED液晶屏
- 预设与优化功能: 具有图像后处理功能, 本机综合大量临床经验设有针对不同科室检查的部位或脏器有不同预设调节条件并具有一键优化功能。
- 操作语言: 中文, 英文, 德语, 法语, 西班牙语, 葡萄牙语, 俄罗斯语, 波斯语, 阿拉伯语等
- 成像模式: B、B+B、B+M、M、4B、PW
- 探头阵元: 主机可自动识别并使用多种阵元探头(80阵元.96阵元.128阵元)注: 只限本公司生产的探头。
- 电影回放: ≥ 500 帧
- 图像存储: ≥ 360 幅。外接USB存储, 单幅存储图像时间 ≤ 9 秒(存储速度与使用的USB设备有关)
- 扫描角度调节: 可调
- 图像放大: 单独旋流深度调节(25级可调);
- 穿刺: 具有穿刺引导线, 角度和位置可调
- 聚焦: 焦点位置可调, 焦点位置5档调节
- 图像调节: 上下、左右、亮度、焦点位置、动态范围、扫描角度、帧相关、M速度
- 图像处理: 图像平滑/锐化、组织谐波、伽玛校正、伪彩

- 注释及字符: 日期、时钟、姓名、年龄、性别、医生、医院名称、图像注释
- 体位标记: ≥ 97 种
- 测量功能
 - a) 常规测量: 距离、周长、面积、体积、功能;
 - b) 带PW功能
 - c) 心脏测量: 左心房、右心房、左心室、右心室、主动脉、降主动脉、主动脉峡部等18种测量
 - d) 产科测量: 孕囊、双顶径、头围、腹围、股骨长、腓骨长、头臀径、卵黄囊、腹部、大小脑、末次月经、羊水、孕龄、预产期、胎重等共计43种测量, 具有不同人种测量公式;
 - e) 妇科测量: 子宫体、子宫颈、内膜厚度、卵巢、卵泡;
 - f) 泌尿科测量: 肾、肾上腺、前列腺、睾丸包块、附睾等;
 - g) 儿科测量: 肝总管、胆总管、胰脏、脾脏、肾、肾上腺等;
 - h) 小器官测量: 甲状腺、精囊、睾丸、阴囊、乳腺包块、皮肤包块等。
- 报告功能: 自动生成腹部、泌尿、产科、心脏等报告。本机带超声工作站报告页, 报告可提取存储图像1-4幅。采用医院标准报告单页面设置, 可输入, 医院.病人.医师.诊断结果等信息.自动导入检查测量数据, 及选择的诊断图片
- 外部接口: VGA接口、USB2.0接口、VIDEO接口
- 节电模式: 面板按键灯可一键开关, 仪器6分钟不使用自动熄电, 按任意键可恢复操作