



U1000

超声微导管内窥影像设备



广州索诺星信息科技有限公司

地址: 广州市黄埔区科学城谱石路27号C栋五楼
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn Email: sales@sonostar.net

业务联系信息:

www.sonostar.cn

便携式独立主机

- 支持1TB超大主机存储
- USB3.0高速云数据输出
- 可兼容市面电子内镜系统





高速导管驱动器

- 1200 rpm高速成像
- 导管连接自动识别
- 2D、3D导管兼容，自由切换扫描状态
- 低噪声静息工作



影像界面

- 4K高清分辨率
- 支持画中画功能
- 强大丰富的软件包 (标定、测距等)
- 用户友好界面 (信息管理 etc)

360°机械环扫探头

- 多规格尺寸微探头满足临床多样化需求
- 2D机械环扫/3D螺旋扫描可选
- IPX7防水等级, 方便清洗消毒彻底

微探头型号

应用领域	探头型号	主频 (MHz)	外径(mm)	兼容钳道 (mm)	特点
消化	UG20-20	20	2.0	2.8	常规
消化	UG20-12	12	2.0	2.8	常规
消化	UG25-1220	12&20	2.5	2.8	双频率微探头
消化	UG25-DP-20	20	2.5	2.8	双平面3D成像
呼吸	UT14-20	20	1.4	1.7	常规

