



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

总部:广州黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5层
生产分部:广东省珠海市香洲区吉大水湾路31号
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



科技创造新生活!



- 操作简单方便、无创、安全无副作用
- 作用深度达 10cm 以上, 能深入骨缝快速有效解决疼痛问题
- 10 分钟快速解痉缓解疼痛打开微循环消除无菌性炎症

U1 手持超声治疗仪

- 高峰值脉冲能量输出, 超强穿透力保证深层疗效
- 全数字器智能动态匹配, 保证超声能量输出稳定
- 优异的电声转换效率, 超声输出大能量低温升
 - 空载保护, 治疗头脱离人体自动停止输出
 - 内置可充电锂离子电池, 使用更灵活



常见应用

手部疼痛

双侧前臂屈肌总腱损伤（高尔夫球肘）、手指腱鞘炎、腕关节扭伤、肘关节软组织损伤



肩背部疼痛

二头肌长头腱鞘炎、肩峰下滑囊炎、肩袖肌腱炎、撞击综合征、钙化性肌腱炎、肩周炎等



腰部疼痛

脊柱棘上棘间韧带损伤、腰背臀部肌筋膜炎、腰背肌扭伤



足部疼痛

踝关节韧带损伤、足底及足背筋膜炎、踝关节扭伤



膝部疼痛

膝关节扭伤、慢性韧带损伤



肩颈部疼痛

硬膜外软组织发生损害，产生无菌性炎症或合并椎管外软组织损伤



技术规格 >>>>>

- 额定声输出功率(W): 15.0(10档可调,误差±20%)
- 治疗头的有效辐射面积(CM²): 10.0(误差±20%)
- 超声有效声强(W/cm²): ≤2.5
- 治疗时间(Minute): 0~30可调(误差±1min)
- 声工作频率(MHz): 1.0 (误差±10%)
- 波束类型: 准直型 - 调制波形: 脉冲 - 电池容量: 3000mAh/7.4V
- 外观尺寸: 长155mm×宽205mm×高50mm

小功率家用版 大功率专业版

超声治疗与其他治疗方法对比优势 >>>>>

治疗方法	特点	症状缓解	长期恢复效果
超声治疗	操作简单、无创、安全；组织通透性好，直达深层病灶。	快速	好
药物治疗	有副作用，部分病人难以达到症状完全消除。	缓慢	一般
手法推拿	作用深度浅，医生易疲劳不能应付高强度治疗。	缓慢	较好
电刺激治疗	有趋肤效应作用深度浅，深层作用不明显。	缓慢	一般
微波、短波、红外	作用深度浅，深层作用不明显。	缓慢	一般
针灸治疗	有创治疗，损伤大，有手术风险。	快速	好

治疗原理 >>>>>

- 1、机械效应，松解筋膜组织快速解痉，消融软组织结节
- 2、热效应，深层组织内生热，改善微循环
- 3、空化效应，加速体液扩散

适用范围 >>>>>

适用于软组织损伤治疗。如治疗运动性损伤、慢性损伤包括陈旧性软组织损伤、肩周炎、肩颈劳损、网球肘腕管综合症、腰背疼、关节炎、职业性软组织损伤等症状。

适应症 >>>>>

- 1、颞颌关节紊乱综合症：
超声波可使组织充血，血液循环加强，或减轻炎症反应，可使挛缩的肌肉松弛而解痉，从而达到缓解疼痛的目的。
- 2、缓解神经疼痛，提高神经的疼痛阈值暂时性缓解疼痛。
- 3、急性运动性损伤，促进血液循环消肿、预防血管栓塞形成、松弛挛缩的肌肉而解痉。
- 4、慢性软组织损伤、无菌性炎症：
如颈肩综合症头痛、偏头疼、颈椎病、肩周炎、网球肘腕管综合症、腰背疼、假心痛、腰间盘突出、坐骨神经痛；
腿行性膝关节炎、跟骨骨刺等运动系统损伤所出现的疼痛。
- 5、妇科疾病（妇科产后腹部和盆底肌群肌松弛、遗尿等软组织慢性损伤症状）。

应用场景 >>>>>

1. 康复理疗馆
2. 社区医院，社区社康中心
3. 中医馆
4. 医院康复科
5. 家庭自用

立即缓解，
疗效持久！