



V6 全数字B型超声诊断仪



防尘、防水，适应恶劣环境



全视角IPS高分屏，可多角度观察



中文触摸按键



大容量锂电池，可持续工作8小时

 **SonoStar** 索诺星



检测内容

- ◎ 检测是否怀孕、胎仔数、胎儿的发育情况
- ◎ 产科疾病检测，测子宫疾病、卵巢卵泡和黄体的变化、囊肿、蓄脓、肌瘤等多种病变
- ◎ 检测牛、马、驴、羊、猪、犬、猫、骆驼等动物的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率
- ◎ 一键测背膘、眼肌面积、瘦肉率测量等

V6 全数字B型超声诊断仪

主要性能

- ◎ 整机全防水，可用水冲洗清洁
- ◎ 可选配视频眼镜，观感效果体验极佳
- ◎ 超高清8英寸超大LCD医用中文触摸显示器，内外双屏，防爆防划伤
- ◎ 全视角IPS高分屏，可多角度观察被测目标
- ◎ 10000毫安锂电池，可持续工作8小时
- ◎ 一键智能屏幕旋转，影像、触摸按键可翻转，方便左右手操作
- ◎ 采用金属板散热器，散热功能优异
- ◎ 自动测背膘功能（智能一键测量）
- ◎ 支持多种电子探头，每种探头都有五段变频功能，探头无转换盒，使用更方便
- ◎ 多种电影回放功能，可选取任意图像测量注释保存
- ◎ 32g内部存储空间，海量影像随意存储
- ◎ 具有网格标尺功能和点状标尺功能，可快速读取被测目标大小
- ◎ 丰富的多种动物专用软件测量包，能够自动计算妊娠周期，准确方便
- ◎ 十六彩可调，便于观察病变位置
- ◎ 防水接口：支持USB接口、HDMI接口、TF接口、电源接口
- ◎ 具有时间日期、视频输出、电视制式、按键音开关、参数模式、待机保护、多语言选择、自定义孕周等设置
- ◎ 一键恢复出厂参数功能，操作者无需担心参数调乱



可选视频眼镜，极致观感体验



室外加长遮光罩




背带式设计，操作者更方便舒适



小牛胚胎



小牛躯干



小牛牙齿



小牛骨骼

广州索诺星信息科技有限公司

地址：广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号佳德科技园C栋5楼

电话/传真：+86-20-32382095

邮箱：sales@sonostar.net

网址：www.sonostarmed.com