



6.5MHz高频线阵探头

5.0MHz微凸探头

3.5MHz凸阵探头

标准配制

可选探头

技术参数:

应用范围:	牛、马、骆驼、狗、猪、山羊、猫
显示方式:	B、B+B、4B、B+M、M
扫描深度:	≥240mm, 8段可调
灰度级别:	256
屏幕大小:	5.5 TFT彩色液晶屏
接口:	鼠标接口/视频接口(PAL,D,NTSC)和USB 2.0接口
测孕方式:	GS,BL,HL,SL,USD,HD,BD,CRL,EDD,GA
电影回放:	≥400
永久存储:	≥64
电池使用时间:	大于2.5小时
重量:	700克

配置件:

标准配置(兽用):	可选配置:
1支直肠探头	6.5MHz直肠探头
1块锂电池	5.0MHz微凸探头
1个手提箱	3.5MHz凸阵探头
2根绑带	支架
充电器	锂电池
	视频眼镜
	车载充电器



HandScan V7

手持式全数字超声诊断系统(兽用)



广州索诺星科技有限公司

地址: 广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5层

电话Tel: 020-32382095 网址: www.sonostar.cn Email: sales@sonostar.net

手持式


全数字超声诊断系统
(兽用)



全数字成像技术:

实时动态孔径成像技术, 保证了近场到远场的高清晰图像质量。

技术表现 (图1)



技术表现 (图2)



MAIN FEASTURES 主要功能特点

1 先进的主机成像技术:

- 实时动态孔径成像技术, 保证了近场到远场的高清晰图像质量
- 领先的数字多波束形成器技术
- 数控动态频率扫描技术
- 先进的数字信号处理技术
- 实时逐点动态接受聚焦技术
- 实时动态声束变速

2 优秀的人机交互

- 舒适的手持式成像, 超轻量化, 便于携带
- 拥有手持式、胸挂式、桌面式三种应用方式, 给使用者全新的应用体验
- 防溅水, 防尘的设计, 再恶劣环境都能从容应对操作系统, 达到快速诊断目的
- 集成超长寿命锂电池, 保证长时间断电检查, 并可交、直流两用

3 广泛的临床应用

- 可适用于牛、马、骆驼、狗、猪、羊和猫等农场和宠物医院测孕和病变检测

